



03

Pinzetten

Forceps

Pinces

Pinzas

Pinze



Pinzetten mit almedur® Hartmetallschneiden

Forceps with almedur® tungsten-carbide inserts

Pinces avec inserts almedur® de carbure de tungstène

Pinzas con filo en almedur® carburo de tungsteno

Pinze con inserti al almedur® carburo di tungsteno



Sämtliche Pinzetten mit almedur® Hartmetalleinlagen haben ein geschliffenes Profil. Dadurch ist ein schonendes und sicheres Fassen von Gefäßen, Gewebe und Nahtmaterial gewährleistet. Alle Hartmetallpinzetten sind zur Kennzeichnung am Federende vergoldet.

All forceps with almedur® tungsten carbide inserts are provided with a ground profile ensuring vessels, tissues and suturing materials being seized firmly and gently. To identify forceps bearing tungsten carbide inserts, their spring end is gold-plated.

Toutes les pincés munies de plaquettes almedur® en carbure de tungstène ont le rectifié garantissant le saisissement sûr et soigneux de vaisseaux, tissus, et matériel à suturer. Les pincés munies de plaquettes en carbure de tungstène se reconnaissent par la dorure du bout postérieur.

Todas las pinzas dotadas de plaquitas almedur® de carburo de tungsteno tienen el perfil afilado asegurando la toma firme y cuidadosa de vasos, tejidos y materiales para suturar. Pinzas con plaquitas de carburo de tungsteno se reconocen por la doradura de su parte trasera.

Tutti le pinze con inserti in carburo di tungsteno almedur® (tungsten-carbide) assicurano una presa dell'ago sicura e forte, che previene la torsione dall'ago stesso. Le pinze con inserto in carburo di tungsteno sono riconoscibili per la doratura del manico o degli anelli.

Anatomische Pinzetten

Dressing forceps

Pinces à dissection
 Pinzas de disección
 Pinze anatomiche



STANDARD

		almedur		Titan				almedur		Titan	
105 mm – 4 ¼"	07-020-105					07-030-105					07-023-105
115 mm – 4 ½"	07-020-115	09-120-115				07-030-115					07-023-115
130 mm – 5"	07-020-130	09-120-130				07-030-130	09-130-130				07-023-130
145 mm – 5 ¾"	07-020-145	09-120-145	10-020-145			07-030-145	09-130-145				07-023-145
150 mm – 6"	07-020-150	09-120-150				07-030-150	09-130-150				07-023-150
160 mm – 6 ½"	07-020-160	09-120-160				07-030-160	09-130-160				07-023-160
180 mm – 7"	07-020-180	09-120-180	10-020-180			07-030-180	09-130-180	10-130-180			07-023-180
200 mm – 8"	07-020-200	09-120-200				07-030-200	09-130-200				07-023-200
230 mm – 9"	07-020-230	09-120-230				07-030-230	09-130-230				
250 mm – 10"	07-020-250	09-120-250	10-020-240			07-030-250	09-130-250				07-023-250
300 mm – 12"	07-020-300	09-120-300				07-030-300					07-023-300
350 mm – 14"	07-020-350										
400 mm – 15 ¾"	07-020-400										

schmal
 narrow
 étroite
 estrecha
 strette

schmal
 narrow
 étroite
 estrecha
 strette

schmal
 narrow
 étroite
 estrecha
 strette

gebogen
 curved
 courbé
 curvo
 curvo

Pinzetten


Forceps

Anatomische Pinzetten
Dressing forceps
Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche



130 mm – 5 "	07-036-130
145 mm – 5 ¾ "	07-036-140
160 mm – 6 ¼ "	07-036-160
180 mm – 7 "	07-036-180

kreuzgerieft
 cross serated
 striée
 estriada
 zigrinato a croce



MOD. USA

120 mm – 4 ¾ "	07-050-120	07-056-120
130 mm – 5 "	07-050-130	07-056-130
145 mm – 5 ¾ "	07-050-145	07-056-145
155 mm – 6 "	07-050-155	07-056-155
180 mm – 7 "	07-050-180	07-056-180
210 mm – 8 ¼ "	07-050-200	07-056-200
250 mm – 9 ¾ "	07-050-250	07-056-250
310 mm – 12 ¼ "	07-050-300	07-056-300

schmal
 narrow
 étroite
 estrecha
 strette

Anatomische Pinzetten
Dressing forceps
Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche


STILLE

115 mm – 4½"	07-068-115
130 mm – 5"	07-068-130
150 mm – 6"	07-068-150
170 mm – 6⅔"	07-068-170
200 mm – 8"	07-068-200
250 mm – 9¾"	07-068-250



SEMKEN

		almedur	Titan
125 mm – 5"	07-080-125	09-180-125	10-080-125
155 mm – 6"	07-080-155	09-180-150	

Pinzetten

Forceps

Anatomische Pinzetten
Dressing forceps
Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche



TAYLOR

		almedur	Titan			almedur	Titan
175 mm – 7"	07-090-175	09-090-175	10-091-175	07-091-175	07-095-185	09-195-185	10-095-185

Anatomische Pinzetten
Dressing forceps
Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche



GERALD

		almedur	Titan		
145 mm – 3¾"					07-105-145
180 mm – 7"	07-103-175	09-100-175	10-100-175	07-103-175	07-105-180
190 mm – 7½"					07-105-190
230 mm – 9"	07-103-230	09-100-230		07-103-230	
250 mm – 10"	07-103-250			07-103-250	

Pinzetten

Forceps

Anatomische Pinzetten
Dressing forceps
Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche



ADSON

		Light Weight	almedur	Titan
120 mm – 4 3/4"	07-060-120	07-060-120LW	09-190-120	10-060-120
150 mm – 6"	07-060-150		09-190-150	

HUDSON (EWALD)

120 mm – 4 3/4"
07-059-120



MICRO-ADSON


		Light Weight	almedur
120 mm – 4 3/4"	07-062-120	07-062-120LW	09-190-121
150 mm – 6"	07-062-150		09-190-151

ADSON 1:2

120 mm – 4 3/4"
07-060-121

kreuzgerieft
 cross serrated
 striée
 estriada
 zigrinato a croce

Anatomische Pinzetten
Dressing forceps
Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche



CUSHING

		almedur		almedur
175 mm – 7"	07-110-180	09-220-180	07-113-180	09-221-180

DUEHRSEN

	1:2
200 mm – 8"	07-140-200



BROPHY

200 mm – 8"	07-126-200	07-127-200
-------------	------------	------------




MCINDOE

		almedur	Titan
150 mm – 6"	07-070-150	09-070-150	10-070-150

Pinzetten

Forceps

Anatomische Pinzetten
Dressing forceps
Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche



WANGENSTEEN

		almedur
150 mm – 6"	07-150-150	09-250-150
230 mm – 9"	07-150-230	09-250-230
250 mm – 9¾"		09-250-250
300 mm – 12"	07-150-300	



WAUGH

150 mm – 6"	07-130-150
180 mm – 7"	07-130-180
200 mm – 8"	07-130-200
250 mm – 9¾"	07-130-250



POTTS-SMITH

		almedur	Titan	
150 mm – 6"		09-230-150		
180 mm – 7"	07-120-180	09-230-180	10-120-180	07-123-180
210 mm – 8¾"	07-120-210	09-230-210	10-120-210	07-123-210
230 mm – 9"	07-120-230	09-230-230		07-123-230
250 mm – 9¾"	07-120-250	09-230-250	10-120-250	07-123-250
300 mm – 12"	07-120-300	09-230-300		07-123-300


Chirurgische Pinzetten

Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes

Pinzas de disección con dientes

Pinze chirurgiche



STANDARD

105 mm – 4 ¼ "	07-221-105	07-222-105			07-229-105
115 mm – 4 ½ "	07-221-115	07-222-115			07-229-120
130 mm – 5 "	07-221-130	07-222-130	07-223-130	07-224-130	07-229-130
145 mm – 5 ¾ "	07-221-145	07-222-145	07-223-145	07-224-145	07-229-145
150 mm – 6 "	07-221-150	07-222-150			07-229-150
160 mm – 6 ¼ "	07-221-160	07-222-150	07-223-160	07-224-160	07-229-160
180 mm – 7 "	07-221-180	07-222-180		07-224-180	07-229-180
200 mm – 8 "	07-221-200	07-222-200	07-223-200		07-229-200
250 mm – 9 ¾ "	07-221-250	07-222-250	07-223-250	07-224-250	07-229-250
300 mm – 12 "	07-221-300	07-222-300	07-223-300		07-229-300
350 mm – 14 "	07-221-350				
400 mm – 15 ¾ "	07-221-400				

schmal
 narrow
 étroite
 estrecha
 strette


Pinzetten

Forceps

Chirurgische Pinzetten

Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
 Pinzas de disección con dientes
 Pinze chirurgiche



OEHLER

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

almedur	almedur	almedur	almedur	almedur	almedur	almedur	almedur
115 mm – 4 ½"	130 mm – 5"	140 mm – 5 ½"	160 mm – 6"	180 mm – 7"	200 mm – 8"	250 mm – 9 ¾"	300 mm – 12"
09-141-115	09-141-130	09-141-145	09-141-160	09-141-180	09-141-200	09-141-250	09-141-300

Chirurgische Pinzetten

Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes

Pinzas de disección con dientes

Pinze chirurgiche



1x2



2x3



1x2

STILLE

130 mm – 5"	07-268-130	
150 mm – 6"	07-268-150	07-269-150
170 mm – 6¾"	07-268-170	07-269-170
200 mm – 8"	07-268-200	

MOD. USA

120 mm – 4¾"	07-251-120
130 mm – 5"	07-251-130
145 mm – 5¾"	07-251-145
155 mm – 6"	07-251-155
185 mm – 7"	07-251-180
210 mm – 8"	07-251-200
250 mm – 9¾"	07-251-250
310 mm – 12¼"	07-251-300

STONE

1:2



1:1



4x5

150 mm – 6"
07-377-150

LERCHE

1:2




1:1



5x6

150 mm – 6"
07-379-150



2x3

4x5

4x5

ADLERKREUTZ

130 mm – 5"		07-278-130
145 mm – 5¾"	07-276-145	07-278-145
150 mm – 6"	07-276-150	07-278-150
180 mm – 7"		07-278-180
200 mm – 8"	07-276-200	07-278-200
250 mm – 9¾"	07-276-250	07-278-250
300 mm – 12"	07-276-300	


Pinzetten

Forceps

Chirurgische Pinzetten

Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche




BROPHY

200 mm – 8"	07-326-200	07-327-200
-------------	------------	------------



POTTS-SMITH

180 mm – 7"	07-321-180	07-323-180
210 mm – 8 ¼"	07-321-210	07-323-210
250 mm – 9 ¾"	07-321-250	07-323-250
300 mm – 12"	07-321-300	07-323-300
350 mm – 14"	07-321-350	




HUDSON (EWALD)

120 mm – 4"	07-259-120
-------------	------------

Chirurgische Pinzetten


Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
 Pinzas de disección con dientes
 Pinze chirurgiche



ADSON

			Light Weight	almedur	Titan
120 mm – 4 3/4"	07-261-120	07-263-120	07-261-120 LW	09-191-120	10-261-120
150 mm – 6"	07-261-150			09-191-150	



ADSON-MICRO

		Light Weight	almedur
120 mm – 4 3/4"	07-262-120	07-262-120 LW	09-262-120
150 mm – 6"	07-262-150		09-262-150

ADSON-GRAEFE

120 mm – 4 3/4"
07-266-120

Pinzetten

Forceps

Chirurgische Pinzetten

Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
 Pinzas de disección con dientes
 Pinze chirurgiche




ADSON-BROWN

		Light Weight	almedur	Titan	
120 mm – 4 3/4"	07-267-120	07-267-120 LW	09-194-120	10-061-120	07-267-121
150 mm – 6"	07-267-150		09-174-150		07-267-151

Chirurgische Pinzetten

Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
 Pinzas de disección con dientes
 Pinze chirurgiche



GILLIES

		Light Weight	almedur	Titan
150 mm – 6"	07-271-150	07-271-150 LW	09-271-150	10-271-150

TREVES

125 mm – 5"	07-375-130
-------------	------------

SEMKEN

125 mm – 5"	07-281-125
150 mm – 6"	07-281-155

DUVAL

145 mm – 5 3/4"	145 mm – 5 3/4"
07-358-001	07-358-002


Pinzetten

Forceps

Chirurgische Pinzetten


Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche



BONNEY

		almedur	
175 mm – 7"	09-381-180	09-381-180	07-383-180




FERRIS-SMITH

		almedur		almedur
180 mm – 7"	07-387-180	09-387-180	07-389-180	09-389-180

Chirurgische Pinzetten

Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche




LANE

145 mm – 5½"	07-361-145	07-363-145
180 mm – 7"	07-361-180	07-363-180
200 mm – 8"	07-361-200	07-363-200



BROWN

150 mm – 6"	07-367-150
200 mm – 8"	07-367-200
250 mm – 9¾"	07-367-250



DENIS BROWNE

190 mm – 7½"	07-162-190
--------------	------------



WAUGH

150 mm – 6"	07-331-150
180 mm – 7"	07-331-180
200 mm – 8"	07-331-200
250 mm – 9¾"	07-331-250
300 mm – 12"	07-331-300

Pinzetten

Forceps

Chirurgische Pinzetten

Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
 Pinzas de disección con dientes
 Pinze chirurgiche




STILLE-BARRAYA

145 mm – 5 ½"	07-280-145
160 mm – 6 ¼"	07-280-160
180 mm – 7"	07-280-180
200 mm – 8"	07-280-200
250 mm – 9 ¾"	07-280-250

TAYLOR

				almedur	Titan
175 mm – 7"	07-291-175	07-292-175	07-295-175		10-295-185
180 mm – 7"				09-195-185	



GERALD

		almedur	Titan		almedur
170 mm – 6 ¾"	07-301-175	09-291-175	10-301-175	07-303-175	
180 mm – 7"					07-305-175
230 mm – 5"	07-301-230				09-295-185

Chirurgische Pinzetten

Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes

Pinzas de disección con dientes

Pinze chirurgiche



CUSHING

		almedur		almedur
170 mm – 6 3/4"	07-311-180	09-311-180	07-313-180	09-313-180

Pinzetten

Forceps

Ohr- und Nasenpinzetten

Ear and nose dressing forceps
Pincès auriculaires et nasaux
Pinzas auriculares y nasales
Pinze auricolari e nasali



1x2

TROELTSCH

150 mm – 6"	07-857-150	07-859-150
180 mm – 7"	07-857-170	07-859-170



1x2

TROELTSCH (WILDE)

110 mm – 4 ¼"	07-831-110		07-837-110
120 mm – 4 ¾"	07-835-120	07-835-120/1	07-837-120

gekreuzt
cross action
croisé
cruzado
crociato



1:2

105 mm – 4 ¼"
07-875-110

Columella Pinzette
Columella forceps
Pince à columella
Pinza para columella
Pinze per columella



1x2

LUCAE

1:2

1:1

140 mm – 5 ½"	140 mm – 5 ½"
07-843-140	07-845-140



1x2

JANSEN / GRÜNWARD

160 mm – 6 ¼"	07-851-160
195 mm – 7 ⅔"	07-863-190
210 mm – 8 ¼"	07-863-210



JANSEN / GRÜNWARD

160 mm – 6 ¼"	07-849-160
195 mm – 7 ⅔"	07-861-190
210 mm – 8 ¼"	07-861-210



1:1

1:2

COTTLE


145 mm – 5 ¾"
07-881-145

Irispinzetten
Iris forceps
Pinces à iridectomie
Pinzas para Iris
Pinze per iridectomia

GRAEFE

105 mm – 4 ¼ "	0.5 mm	07-512-005	07-515-005	07-519-005	07-522-005	07-525-005	07-529-005
105 mm – 4 ¼ "	0.7 mm	07-512-007	07-515-007	07-519-007	07-522-007	07-525-007	07-529-007
105 mm – 4 ¼ "	1.5 mm	07-512-010	07-515-010	07-519-010	07-522-010	07-525-010	07-529-010

Spitze

 tip
 la pointe
 la punta
 la punta

GRAEFE

	70 mm – 2 ¾ "	70 mm – 2 ¾ "	70 mm – 2 ¾ "	70 mm – 2 ¾ "
0.5 mm	07-500-005	07-501-005	07-504-005	07-505-005
0.7 mm	07-500-007	07-501-007	07-504-007	07-505-007
1.0 mm	07-500-010	07-501-010	07-504-010	07-505-010

Pinzetten

Forceps



Feine Pinzetten

Forceps – fine patterns

Pinces – modèles fines

Pinzas – modelos finos

Pinze – modelli fini



80 mm – 3"	07-450-080	07-451-080
90 mm – 3 ½"	07-450-090	07-451-090
105 mm – 4 ¼"	07-450-105	07-451-105
115 mm – 4 ½"	07-450-115	07-451-115
130 mm – 5"	07-450-130	07-451-130
145 mm – 5 ⅔"	07-450-145	07-451-145

glatt
smooth
lisse
lisa
liscio

80 mm – 3"	07-452-080	07-453-080
90 mm – 3 ½"	07-452-090	07-453-090
105 mm – 4 ¼"	07-452-105	07-453-105
115 mm – 4 ½"	07-452-115	07-453-115
125 mm – 5"	07-452-130	07-453-130
145 mm – 5 ⅔"	07-452-145	07-453-145
160 mm – 6 ⅓"	07-452-160	
180 mm – 7"	07-452-180	

gerieft
serrated
striée
estriada
zigrinato

Fasspinzetten
Grasping forceps
Pinces à saisir
Pinzas para coger
Pinze da presa

DURANTE

145 mm – 5 ¾"	07-356-145
160 mm – 6 ¼"	07-356-160
200 mm – 8"	07-356-200
250 mm – 9 ¾"	07-356-250


RUSS. MODELL

150 mm – 6"	07-350-150
200 mm – 8"	07-350-200
250 mm – 9 ¾"	07-350-250
300 mm – 11 ¾"	07-350-300
350 mm – 13 ¾"	07-350-350


MAYO-RUSS. 1:2

230 mm – 9"
07-396-230


NELSON


150 mm – 6"	07-394-150
180 mm – 7"	07-394-180
200 mm – 8"	07-394-200
230 mm – 9"	07-394-230


SINGLE-TUTTLE

150 mm – 6"	07-160-150
180 mm – 7"	07-160-180
230 mm – 9"	07-160-230
250 mm – 14"	07-160-250
300 mm – 11 ¾"	07-160-300



COLLIN-DUVAL

200 mm – 8"
x = 14 mm
07-360-014




1:1

200 mm – 8"
x = 18 mm
07-360-018



1:1

200 mm – 8"
x = 27 mm
07-360-027



1:1

Pinzetten

Forceps

Splitterpinzetten

Splinter forceps

Pinces à échardes
Pinzas para espinas
Pinze fini per schegge



FEILCHENFELD

80 mm – 3"	07-480-080
90 mm – 3½"	07-480-090
115 mm – 4½"	07-480-115



HUNTER

105 mm – 4¼"	07-492-105	07-493-105
--------------	------------	------------

Splitterpinzetten
Splinter forceps

Pinces à échardes
Pinzas para espinas
Pinze fini per schegge



**WALTER-
CARMALT**

105 mm – 4 ¼"

07-496-105

07-497-105



80 mm – 3 ¼"

07-452-115L



100 mm – 4" 07-462-105

125 mm – 5" 07-462-130

Pinzetten

Forceps

Cilienpinzetten

Cilia forceps

Pinces à épiler
Pinzas depilatorias
Pinze per depilazione



BEER

1:1

90 mm – 3 ½"

07-800-090



DOUGLAS

1:1

90 mm – 3 ½"

07-796-090

07-794-090



1:1



LITTAUER

1:1

85 mm – 3 ¼"

07-808-090

90 mm – 3 ½"

07-792-090



1:1



GRADLE

1:1

95 mm – 3 ¾"

07-814-100



BARRAQUER


1:1

105 mm – 4 ¼"

07-806-105


Atraumatische Pinzetten Atraumatic tissue forceps

*Pinces atraumaticas
Pinzas de disección atraumáticas
Pinze per dissezione atraumatiche*




DE BAKEY

	Atrauma	Atrauma	Atrauma	Atrauma	Atrauma	Atrauma
	x = 1.0 mm	x = 1.2 mm	x = 1.5 mm	x = 2.0 mm	x = 2.8 mm	x = 3.5 mm
150 mm – 6"	08-510-150	08-514-150	08-520-150	08-526-150	08-530-150	08-536-150
200 mm – 8"	08-510-200	08-514-200	08-520-200	08-526-200	08-530-200	08-536-200
240 mm – 9½"	08-510-240	08-514-240	08-520-240	08-526-240	08-530-240	08-536-240
300 mm – 12"		08-514-300	08-520-300	08-526-300	08-530-300	08-536-300
350 mm – 13¾"				08-526-350	08-530-350	08-536-350
380 mm – 15"					08-530-380	08-536-380
400 mm – 15¾"					08-530-400	



DE BAKEY

	Light Weight	Light Weight	Light Weight
	x = 1.2 mm	x = 1.5 mm	x = 2.0 mm
150 mm – 6"	08-510-150 LW		08-526-150 LW
200 mm – 8"		08-510-200 LW	
240 mm – 9½"		08-510-240 LW	
300 mm – 12"		08-510-300 LW	



DE BAKEY

	Atrauma	Atrauma	Atrauma	Light Weight
	x = 1.5 mm	x = 2.0 mm	x = 3.5 mm	x = 2.0 mm
150 mm – 6"	08-543-150	08-545-150	08-547-150	08-545-150 LW
200 mm – 8"		08-545-200	08-547-200	
240 mm – 9½"		08-545-240	08-547-240	
300 mm – 12"		08-545-300	08-547-300	


Pinzetten

Forceps

Atraumatische Pinzetten


Atraumatic tissue forceps

Pinces atraumatiques
Pinzas de disección atraumáticas
Pinze per dissezione atraumatiche



DE BAKEY

	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma
	x = 1.0 mm	x = 1.5 mm	x = 1.8 mm	x = 2.0 mm	x = 2.5 mm	x = 2.8 mm	x = 3.5 mm
150 mm – 6"	10-510-150	10-520-150	10-522-150	10-526-150	10-528-150	10-530-150	10-536-150
200 mm – 8"	10-510-200	10-520-200	10-522-200	10-526-200	10-528-200	10-530-200	10-536-200
240 mm – 9½"	10-510-240	10-520-240	10-522-240	10-526-240	10-528-240	10-530-240	10-536-240
300 mm – 12"				10-526-300	10-528-300	10-530-300	10-536-300
350 mm – 13¾"							10-536-350



DE BAKEY

	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma
	x = 1.5 mm	x = 2.0 mm	x = 2.4 mm
160 mm – 6¼"	10-572-150	10-545-150	
200 mm – 8"	10-572-200	10-545-200	10-547-200
240 mm – 9½"		10-545-240	
300 mm – 12"		10-545-300	

Atraumatische Pinzetten
Atraumatic tissue forceps
Pinces atraumatiques
Pinzas de disección atraumáticas
Pinze per dissezione atraumatiche

DE BAKEY

	almedur / Atrauma	almedur / Atrauma	almedur / Atrauma	almedur / Atrauma	almedur / Atrauma
	x = 1.5 mm	x = 2.0 mm	x = 2.4 mm	x = 2.7 mm	x = 3.5 mm
150 mm – 6"	09-238-150	09-240-150	09-242-150	09-244-150	09-246-150
200 mm – 8"	09-238-200	09-240-200	09-242-200	09-244-200	09-246-200
240 mm – 9½"	09-238-240	09-240-240	09-242-240	09-244-240	09-246-240
300 mm – 12"		09-240-300			