

BB RETRACTOR SYSTEM

BB-RETRAKTOR SYSTEM

ABOUT US

Amaax International has a history of two decades as a leading manufacturer of surgical instruments and exporting them to the quality conscious health care industry all over the world. Our commitment to excellence has allowed us to establish our customer bases in strategic and vital surgical hubs of the world.

Amaax International is known synonymous with high quality, efficient service and close correspondence with its customers. In addition to cost-effective products designed to meet the needs of your business, there are many other reasons to choose **Amaax** International.

Amaax International ist seit zwei Jahrzehnten ein führender Hersteller chirurgischer Instrumente und exportiert diese in die qualitätsbewusste Gesundheitsbranche weltweit. Unser Engagement für Spitzenleistungen hat es uns ermöglicht, einen Kundenstamm in strategisch wichtigen chirurgischen Zentren weltweit aufzubauen.

Amaax International steht für hohe Qualität, effizienten Service und enge Kundenkommunikation. Neben kostengünstigen Produkten, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, gibt es viele weitere Gründe, sich für **Amaax** International zu entscheiden.


BB Retractor Set BB-Reaktor-Set	3
BB Microdiscectomy Set BB-Mikroset	4
BB Retractors BB-Reaktoren	5
BB Blades BB-Valven	6
BB Instruments BB-Instrumente	7

BB RETRACTOR SYSTEM

BB-RETRAKTOR SYSTEM


BB-Retractor system in stainless steel or titanium

- A standard system for cervical spine surgery
- To be used for anterior and posterior cervical surgery
- Available in stainless steel with black coated stainless steel blades (TiAlN) and in X-Ray compatible titanium with colour-coded Ti-blades
- With specially designed handle with Luer-Lock adaption



BB-Reaktor System in Edelstahl oder Titan

- Ein Standard für die zervikale Wirbelsäulen Chirurgie
- Einsetzbar für anteriore und posteriore Zervikalchirurgie
- Erhältlich in Edelstahl mit schwarz beschichteten Edelstahlvalven (Ti AlN) und als röntgenkompatibles Titansystem mit farbig codierten Ti-Valven
- Mit speziell entwickeltem Handgriff mit Luer-Lock






01 |

BB RETRACTOR SYSTEM

BB-RETRAKTOR SYSTEM



- Optimal exposure
- Products available in titanium and stainless steel
- Blades Ti ALN coated with black finish
- Made in Pakistan

- Optimale Exponierung
- Produkte erhältlich in Titan und Edelstahl
- Edelstahlvalven schwarz beschichtet (Ti ALN)
- Made in Pakistan

218-886-98	Tray with inserts and lid Siebkorb mit Inlays und Deckel	Length Länge	Width Breite	Depth Tiefe
		540 mm	253 mm	50 mm


218-885-00	BB set complete (stainless steel version) with tray 218-886-98 consisting of BB-Set komplett (Edelstahlversion) mit Siebkorb 218-886-98 bestehend aus
------------	--

218-885-01	BB set complete (titanium version) with tray 218-886-98 consisting of BB-Set komplett (Titanversion) mit Siebkorb 218-886-98 bestehend aus
------------	---

Set content Set-Inhalt	Quantity Menge	Set content Set-Inhalt	Quantity Menge
218-885-02	1	218-885-25	2
218-885-04	1	218-885-26	2
218-885-06	1	218-885-27	1
218-886-06	1	218-885-50	2
218-886-08	1	218-885-51	2
218-885-80	4	218-885-52	2
218-885-81	4	218-885-53	2
218-885-82	4	218-885-54	2
218-885-90	2	218-885-55	2
218-885-91	2	218-885-56	2
218-885-92	2	218-886-18	1
218-885-20	2	218-886-11	1
218-885-21	2	218-886-13	1
218-885-22	2	218-886-15	1
218-885-23	2	218-886-00	1
218-885-24	2	218-886-98	1

Set content Set-Inhalt	Quantity Menge	Set content Set-Inhalt	Quantity Menge
218-885-03	1	218-885-36	2
218-885-05	1	218-885-37	1
218-885-07	1	218-885-60	2
218-886-10	1	218-885-61	2
218-885-83	4	218-885-62	2
218-885-84	4	218-885-63	2
218-885-85	4	218-885-64	2
218-885-93	2	218-885-65	2
218-885-94	2	218-885-66	2
218-885-95	2	218-886-19	1
218-885-30	2	218-886-12	1
218-885-31	2	218-886-14	1
218-885-32	2	218-886-16	1
218-885-33	2	218-886-01	1
218-885-34	2	218-886-98	1
218-885-35	2		

BB RETRACTOR SYSTEM



218-886-99	Tray with silicone mat and lid Siebkorb mit Silikonmatte und Deckel	Length Länge	Width Breite	Depth Tiefe
		243 mm	253 mm	50 mm

218-886-90	BB microdiscectomy set complete (stainless steel) with wire tray 218-886-99 consisting of BB-Mikroset komplett (Edelstahl) mit Siebkorb 218-886-99 bestehend aus
-------------------	---

218-886-91	BB microdiscectomy set complete (titanium) with wire tray 218-886-99 consisting of BB-Mikroset komplett (Titan) mit Siebkorb 218-886-99 bestehend aus
-------------------	--

Set content Set-Inhalt	Quantity Menge
218-885-10	1
218-886-08	1
218-886-11	1
218-886-13	1
218-886-15	1
218-885-21	1


Set content Set-Inhalt	Quantity Menge
218-885-22	1
218-885-23	1
218-885-25	1
218-885-26	1
218-885-27	1
218-886-99	

Set content Set-Inhalt	Quantity Menge
218-885-11	1
218-886-12	1
218-886-14	1
218-886-16	1
218-885-31	
218-885-32	1

Set content Set-Inhalt	Quantity Menge
218-885-33	1
218-885-35	1
218-885-36	1
218-885-37	1
218-886-99	


max. opening (S)
max. Spreizweite

Arm length (A)
Armlänge




BB retractor right
BB-Re retraktor rechts

		S	A
Stainless steel Edelstahl	218-885-02	65 mm	80 mm
Titanium Titan	218-885-03	65 mm	80 mm




BB retractor left
BB-Re retraktor links

		S	A
Stainless steel Edelstahl	218-885-04	65 mm	80 mm
Titanium Titan	218-885-05	65 mm	80 mm




BB retractor offset
BB-Re retraktor Offset

		S	A
Stainless steel Edelstahl	218-885-06	80 mm	80 mm
Titanium Titan	218-885-07	80 mm	80 mm



BB retractor compression & distraction
BB-Re retraktor Kompression & Distraction

		S	A
Stainless steel Edelstahl	218-885-08	60 mm	60 mm
Titanium Titan	218-885-09	60 mm	60 mm




BB retractor with instrument coupling
BB-Re retraktor mit Instrumentenkupplung

		S	A
Stainless steel Edelstahl	218-885-10	80 mm	80 mm
Titanium Titan	218-885-11	80 mm	80 mm

BB RETRACTOR SYSTEM

Blade with teeth, 22.5 mm


Valve gezahnt, 22,5 mm



Depth Tiefe	Stainless Steel Edelstahl	Titanium Titan	Coldlight Kaltlicht
34 mm	218-885-20	218-885-30	218-885-40
40 mm	218-885-21	218-885-31	218-885-41
45 mm	218-885-22	218-885-32	218-885-42
50 mm	218-885-23	18-885-33	18-885-43
55 mm	218-885-24	218-885-34	218-885-44
60 mm	218-885-25	218-885-35	218-885-45
70 mm	218-885-26	218-885-36	218-885-46
85 mm	218-885-27	218-885-37	218-885-47

Blade blunt, 22.5 mm

Valve stumpf, 22,5 mm



Depth Tiefe	Stainless Steel Edelstahl	Titanium Titan	Coldlight Kaltlicht
34 mm	218-885-50	218-885-60	218-885-70
40 mm	218-885-51	218-885-61	218-885-71
45 mm	218-885-52	218-885-62	218-885-72
50 mm	218-885-53	218-885-63	218-885-73
55 mm	218-885-54	218-885-64	218-885-74
60 mm	218-885-55	218-885-65	218-885-75
70 mm	218-885-56	218-885-66	218-885-76

Depth blade with teeth, 26.5 mm

Tiefen Valve gezahnt, 26,5 mm



Depth Tiefe	Stainless Steel Edelstahl	Titanium Titan	Coldlight Kaltlicht
40 mm	218-885-80	218-885-83	218-885-86
47 mm	218-885-81	218-885-84	218-885-87
55 mm	218-885-82	218-885-85	218-885-88

Depth blade blunt, 26.5 mm

Tiefen Valve stumpf, 26,5 mm



Depth Tiefe	Stainless Steel Edelstahl	Titanium Titan	Coldlight Kaltlicht
40 mm	218-885-90	218-885-93	218-885-96
47 mm	218-885-91	218-885-94	218-885-97
55 mm	218-885-92	218-885-95	218-885-98

Cold-light adapter Kaltlicht



18-885-99

sample | Beispiel

cold light | Kaltlicht



CL-Blades with cold light connector for additional illumination of the OR field.
CL-Valven mit Kaltlichtanschluss zur zusätzlichen Ausleuchtung des OP-Feldes.



Long rack with knurled screw
Lange Zahnstange mit Rändelschraube

Stainless steel Edelstahl	218-886-00
Titanium Titan	218-886-01



BB adapter for holding arm
BB-Adapter für Haltearm

Stainless steel Edelstahl	218-886-04
-------------------------------------	-------------------



BB blade handle (RS Design)
BB-Valvenhalter (RS Design)

Stainless steel Edelstahl	218-886-06
-------------------------------------	-------------------



Handle standard
Handgriff Standard

Stainless steel Edelstahl	218-886-08
-------------------------------------	-------------------



Depth gauge
Tiefenmessstab

Titanium Titan	218-886-10
--------------------------	-------------------



Spike blade
Spitze Valve

Stainless steel Edelstahl	218-886-11
Titanium Titan	218-886-12




T-blade
T-Valve

Stainless steel Edelstahl	218-886-13
Titanium Titan	218-886-14



Ligament blade
Bandvalve

Stainless steel Edelstahl	218-886-15
Titanium Titan	218-886-16



Instrument attachment coupling
Instrumentenkupplung

Stainless steel Edelstahl	218-886-18
Titanium Titan	218-886-19

BB RETRACTOR SYSTEM

BB-RETRAKTOR SYSTEM



Amaax International

Marala Road, Muradpur
Ferozcolony, near Masjid Taiba

Mobile: +92 301 307 3371

Phone: +052 436 2008

Mail: Sales@amaaxint.com
amaaxint@gmail.com

Website: www.amaaxint.com

BB RETRACTOR SYSTEM

As of: Mar 03, 2025

Revision 1.0

© Amaax International.

All rights reserved.

Subject to technical changes and errors.

All rights reserved. Technical alterations are possible.