

MCC RETRACTOR SYSTEM

MCC-RETRAKTOR SYSTEM

ABOUT US

Amaax International has a history of two decades as a leading manufacturer of surgical instruments and exporting them to the quality conscious health care industry all over the world. Our commitment to excellence has allowed us to establish our customer bases in strategic and vital surgical hubs of the world.

Amaax International is known synonymous with high quality, efficient service and close correspondence with its customers. In addition to cost-effective products designed to meet the needs of your business, there are many other reasons to choose **Amaax** International.

Amaax International ist seit zwei Jahrzehnten ein führender Hersteller chirurgischer Instrumente und exportiert diese in die qualitätsbewusste Gesundheitsbranche weltweit. Unser Engagement für Spitzenleistungen hat es uns ermöglicht, einen Kundenstamm in strategisch wichtigen chirurgischen Zentren weltweit aufzubauen.

Amaax International steht für hohe Qualität, effizienten Service und enge Kundenkommunikation. Neben kostengünstigen Produkten, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, gibt es viele weitere Gründe, sich für **Amaax** International zu entscheiden.

Amaax International est depuis deux décennies un fabricant leader d'instruments chirurgicaux, exportant ses produits vers le secteur de la santé, soucieux de la qualité, partout dans le monde. Notre engagement envers l'excellence nous a permis d'établir une clientèle dans des centres chirurgicaux stratégiques et vitaux à travers le monde.

Amaax International est synonyme de haute qualité, d'efficacité du service et de proximité avec ses clients. Outre des produits économiques conçus pour répondre aux besoins de votre entreprise, il existe de nombreuses autres raisons de choisir **Amaax** International.


Amaax International cuenta con dos décadas de experiencia como fabricante líder de instrumental quirúrgico y lo exporta a la industria sanitaria, comprometida con la calidad, en todo el mundo. Nuestro compromiso con la excelencia nos ha permitido establecer una base de clientes en centros quirúrgicos estratégicos y vitales a nivel mundial.

Amaax International es sinónimo de alta calidad, servicio eficiente y una estrecha relación con sus clientes. Además de productos rentables diseñados para satisfacer las necesidades de su negocio, existen muchas otras razones para elegir **Amaax** International.

Amaax International vanta una storia ventennale come produttore leader di strumenti chirurgici e li esporta in tutto il mondo, in un settore sanitario attento alla qualità. Il nostro impegno per l'eccellenza ci ha permesso di consolidare la nostra base clienti in centri chirurgici strategici e vitali in tutto il mondo.

Amaax International è sinonimo di alta qualità, servizio efficiente e stretta collaborazione con i propri clienti. Oltre a prodotti convenienti progettati per soddisfare le esigenze della vostra attività, ci sono molti altri motivi per scegliere **Amaax** International.







01

MCC RETRACTOR SYSTEM

MCC-RETRAKTOR SYSTEM



Retractors: TiAIN coated

Reetraktoren: TiAIN beschichtet

218-889-05

Set 218-889-00

Set 218-889-01

MCC retractor, hinged
max. opening: 85 mm/ 3.3"
MCC-Reetraktor mit Gelenk
max. Spannweite 85 mm

*

**



MCC retractor, rigid max. opening: 85 mm/ 3.3"

MCC-Reetraktor, starr max. Spannweite 85 mm

218-889-10

All blades and hooks: TiAIN coated

Alle Valven und Haken: TiAIN beschichtet

Blade 2 teeth, 17 mm wide

Valve 2-zahnig, 17 mm breit



	B - width	T - depth
218-889-12	17 mm	30 mm
218-889-14	17 mm	40 mm
218-889-16	17 mm	50 mm
218-889-18	17 mm	60 mm
218-889-20	17 mm	70 mm
218-889-22	17 mm	80 mm
218-889-24	17 mm	90 mm

Blade 2 teeth, 20 mm wide

Valve 2-zahnig, 20 mm breit

	B - width	T - depth
218-889-32	20 mm	50 mm
218-889-34	20 mm	60 mm
218-889-36	20 mm	70 mm

Tapered blade, 6 teeth, 27 mm wide

Valve verjüngt, 6-zahnig, 27 mm breit



	B - width	T - depth
218-889-40	27 mm	40 mm

TiAIN coating

TiAIN Beschichtung

The black coating eliminates distracting reflections under the microscope during surgery and provides a low-wear surface.

Die schwarze Beschichtung eliminiert störende Reflexionen unter dem Mikroskop während der Operation und sorgt für eine verschleißarme Oberfläche.

MCC RETRACTOR SYSTEM

**Blade, 4 teeth, 20 mm wide**

Valve 4-zahnig, 20 mm breit

	B - width	T - depth	Set 218-889-00	Set 218-889-01
218-889-42	20 mm	30 mm		**
218-889-44	20 mm	40 mm	*	**
218-889-46	20 mm	50 mm	*	**
218-889-48	20 mm	60 mm	*	**
218-889-50	20 mm	70 mm	*	**
218-889-52	20 mm	80 mm		**
218-889-54	20 mm	90 mm		

**Blade, 6 teeth, 27 mm wide**

Valve 6-zahnig, 27 mm breit

	B - width	T - depth	Set 218-889-00	Set 218-889-01
218-889-60	27 mm	30 mm		**
218-889-62	27 mm	40 mm	*	**
218-889-64	27 mm	50 mm	*	**
218-889-66	27 mm	60 mm	*	**
218-889-68	27 mm	70 mm	*	**
218-889-70	27 mm	80 mm		**
218-889-72	27 mm	90 mm		

**Multi-tooth hook, 2.0 mm**

Mehrzahn-Haken, 2,0 mm

	length / Länge	teeth / Zähne	Set 218-889-00	Set 218-889-01
218-889-75	20 mm	2		**
218-889-76	30 mm	3	*	**
218-889-77	40 mm	4	*	**
218-889-78	50 mm	5	*	**
218-889-79	60 mm	6	*	**
218-889-80	70 mm	7		**
218-889-81	80 mm	8		

**Hook blade, 1 tooth, 1.8 mm**

Haken, 1-zahnig, 1,8 mm

	length / Länge	Set 218-889-00	Set 218-889-01
218-889-85	20 mm		**
218-889-86	30 mm	*	**
218-889-87	40 mm	*	**
218-889-88	50 mm	*	**
218-889-89	60 mm	*	**
218-889-90	70 mm		**
218-889-91	80 mm		

MCC tray small with lid 243 mm x 253 mm x 50 mm

MCC-Siebkorb klein mit Deckel 243 mm x 253 mm x 50 mm

218-889-98 *

MCC tray large with lid 405 mm x 253 mm x 50 mm

MCC-Siebkorb groß mit Deckel 405 mm x 253 mm x 50 mm

218-889-99 **


Basic MCC set small with tray 218-889-98 and hinged retractor (*)

Blades 2 each, hook 1 each

MCC-Set klein mit Siebkorb 218-889-98 und beweglichem Sperrer (*)

Valven paarweise, Haken einzeln

218-889-00



MCC set large with tray 218-889-99 and 2 hinged retractors ()**


Blades 2 each, hook 1 each

MCC-Set groß mit Siebkorb 218-889-99

und 2 beweglichen Sperrern (**)

Valven paarweise, Haken einzeln

218-889-01



MCC RETRACTOR SYSTEM

MCC-RETRAKTOR SYSTEM



Amaax International

Marala Road, Muradpur
Ferozcolony, near Masjid Taiba

Mobile: +92 301 307 3371

Mail: Sales@amaaxint.com
amaaxint@gmail.com

Website: www.amaaxint.com

MCC RETRACTOR SYSTEM

As of: Mar 10, 2026

Revision 1.0

© Amaax International.

All rights reserved.

Subject to technical changes and errors.

All rights reserved. Technical alterations are possible.