



HOLDING ARM SYSTEM

HALTEARMSYSTEM

ABOUT US

Amaax International has a history of two decades as a leading manufacturer of surgical instruments and exporting them to the quality conscious health care industry all over the world. Our commitment to excellence has allowed us to establish our customer bases in strategic and vital surgical hubs of the world.

Amaax International is known synonymous with high quality, efficient service and close correspondence with its customers. In addition to cost-effective products designed to meet the needs of your business, there are many other reasons to choose **Amaax** International.

Amaax International ist seit zwei Jahrzehnten ein führender Hersteller chirurgischer Instrumente und exportiert diese in die qualitätsbewusste Gesundheitsbranche weltweit. Unser Engagement für Spitzenleistungen hat es uns ermöglicht, einen Kundenstamm in strategisch wichtigen chirurgischen Zentren weltweit aufzubauen.

Amaax International steht für hohe Qualität, effizienten Service und enge Kundenkommunikation. Neben kostengünstigen Produkten, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, gibt es viele weitere Gründe, sich für **Amaax** International zu entscheiden.



**FLEXIBLE, PRECISE, AND
UNIVERSALLY APPLICABLE**

The holding arm system offers maximum flexibility and ease of use, making it universally applicable in surgery. With 360° operability and six-axis movement, it allows effortless one-handed positioning and precise adjustment.

Securely attachable to any operating table with a standard rail, it ensures stable fixation. Whether for endoscopes or surgical instruments, the system adapts flexibly to various OR requirements.

**FLEXIBEL, PRÄZISE UND
UNIVERSELL EINSETZBAR**

Das Haltearmsystem kombiniert maximale Flexibilität mit einfacher Handhabung und ist universell in der Chirurgie einsetzbar. Dank der 360° Beweglichkeit mit sechs Achsen lässt es sich mühelos mit einer Hand positionieren und präzise justieren.

Die stabile Befestigung an allen OP-Tischen mit Standard-Schiene gewährleistet eine sichere Fixierung. Ob für Endoskope oder chirurgische Instrumente – das System passt sich flexibel den Anforderungen im OP an.

WORLDWIDE PARTNERS AND DISTRIBUTORS TRUST IN OUR QUALITY.

WELTWEITE PARTNER UND DISTRIBUTOREN VERTRAUEN AUF UNSERE QUALITÄT.

HOLDING ARM SYSTEM



656-990-20

Total weight Gesamtgewicht	2.0 kg
maximum load capacity maximale Tragfähigkeit	5.0 kg
Flexibility Beweglichkeit	360° mechanical 360° mechanisch
Material Material	Aluminium alloy and carbon fibre Aluminiumlegierung und Carbonfaser
Desinfection Desinfektion	Holding clamp autoclavable Halteklammer autoklavierbar

The holding arm system provides maximum flexibility and ease of use, making it universally applicable in surgery.

- » 360° operability with six-axis movement
- » Enables positioning with one hand
- » Compatible with any operating table featuring a standard rail (DIN EN 19054)
- » Versatile application for holding endoscopes and instruments

Das Haltearmsystem bietet maximale Flexibilität und einfache Handhabung, wodurch es universell in der Chirurgie einsetzbar ist.

- » 360° Beweglichkeit mit sechs Achsen
- » Positionierung mit einer Hand möglich
- » Geeignet für alle OP-Tische mit Standard-Schiene (DIN EN 19054)
- » Universell einsetzbar zum Halten von Endoskopen und Instrumenten

HOLDING ARM SYSTEM

HALTEARMSYSTEM



Amaax International

Marala Road, Muradpur
Ferozcolony, near Masjid Taiba

Mobile: +92 301 307 3371

Phone: +052 436 2008

Mail: Sales@amaaxint.com
amaaxint@gmail.com

Website: www.amaaxint.com

HOLDING ARM SYSTEM

As of: May 15, 2026

Revision 1.0

© Amaax International.

All rights reserved.

Subject to technical changes and errors.

All rights reserved. Technical alterations are possible.