

NATHANSON RETRACTOR

NATHANSON RETRAKTOR

ABOUT US

Amaax International has a history of two decades as a leading manufacturer of surgical instruments and exporting them to the quality conscious health care industry all over the world. Our commitment to excellence has allowed us to establish our customer bases in strategic and vital surgical hubs of the world.

Amaax International is known synonymous with high quality, efficient service and close correspondence with its customers. In addition to cost-effective products designed to meet the needs of your business, there are many other reasons to choose **Amaax** International.

Amaax International ist seit zwei Jahrzehnten ein führender Hersteller chirurgischer Instrumente und exportiert diese in die qualitätsbewusste Gesundheitsbranche weltweit. Unser Engagement für Spitzenleistungen hat es uns ermöglicht, einen Kundenstamm in strategisch wichtigen chirurgischen Zentren weltweit aufzubauen.

Amaax International steht für hohe Qualität, effizienten Service und enge Kundenkommunikation. Neben kostengünstigen Produkten, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, gibt es viele weitere Gründe, sich für **Amaax** International zu entscheiden.



VERSATILE STABILITY AND SECURE FIXATION

The Nathanson Retractor provides stable fixation for instruments, retractors, and endoscopes, reducing or eliminating the need for manual holding in the OR. Its flexible positioning and easy locking mechanism ensure optimal exposure of the surgical field.

Available in various configurations, the system adapts to different surgical requirements and supports an ergonomic and efficient workflow.

VIELSEITIGE STABILITÄT UND SICHERE FIXIERUNG

Der Nathanson Retraktor ermöglicht eine stabile Fixierung von Instrumenten, Retraktoren und Endoskopen, wodurch die manuelle Halterung im OP reduziert oder ersetzt werden kann. Seine flexible Positionierung und einfache Arretierung sorgen für eine optimale Exposition des Operationsfeldes.

Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen, passt sich das System an unterschiedliche OP-Anforderungen an und unterstützt eine ergonomische und effiziente Arbeitsweise.

OUR CUSTOMER PROXIMITY IS THE KEY TO INDIVIDUAL SOLUTIONS.

UNSERE KUNDENNÄHE IST DER SCHLÜSSEL ZU INDIVIDUELLEN LÖSUNGEN.

Nathanson Retractor Set
Nathanson Retraktor Set



SET

656-990-09

contains
beinhaltet

		Quantity Stückzahl		Quantity Stückzahl
656-990-01	Articulated arm with triple clamping, 360° rotatable Haltearm mit 3-fach Klemmung, 360° drehbar	1	656-990-10	NATHANSON liver retractor, small NATHANSON Leberretractor, klein
656-990-03	Table clamp, heavy duty Schwerlastschienenklemme	1	656-990-11	NATHANSON liver retractor, medium NATHANSON Leberretractor, mittel
			656-990-12	NATHANSON liver retractor, large NATHANSON Leberretractor, groß

Image shows an example set.
Only the items listed in the description are included.

Abbildung zeigt Beispiel-Set.
Enthalten sind nur die in der Beschreibung aufgeführten Artikel.

The multifunctional holding arm systems are suitable for securely holding and fixing a wide range of instruments and endoscopes in conjunction with various adapters - such as optical, frame or instrument clamps. They enable flexible positioning and provide an additional free hand, which makes precise and efficient work much easier.

Die multifunktionellen Haltearmsysteme eignen sich in Verbindung mit verschiedenen Adaptern - wie Optik-, Rahmenoder Instrumentenklemmen - zum sicheren Halten und Fixieren unterschiedlichster Instrumente und Endoskope. Sie ermöglichen eine flexible Positionierung und verschaffen eine zusätzliche freie Hand, was präzises und effizientes Arbeiten deutlich erleichtert.

NATHANSON RETRACTOR

Articulated arms Haltearme

Articulated arm with triple clamping Haltearm mit 3-fach Klemmung



with quick-connector, 360° rotatable
mit 6-Kant-Schnellkupplung, 360° drehbar

656-990-01

Articulated arm (2 arm design) with triple clamping Haltearm (2-Arm-Design) mit 3-fach Klemmung



with double connection possibility and quick-connector
mit Doppelanschluss und 6-Kant-Schnellkupplung

656-990-02


Accessories Zubehör

Table clamp, heavy duty Schwerlastschienenklemme



656-990-03

Screw clamp Schraubklemme



656-990-04

with quick-connector
mit 6-Kant-Schnellkupplung

Frame clamp Rahmenklemme



with quick-connector
mit 6-Kant-Schnellkupplung

656-990-05

Standard instrument connector Standard Instrumentenklemme



with quick-connector
mit 6-Kant-Schnellkupplung

656-990-06

Isolierte Optikklemme
Insulated scope holder



with quick-connector
mit 6-Kant-Schnellkupplung

656-990-07

Ratchet mechanism
Rastmechanismus



with quick-connector
mit 6-Kant-Schnellkupplung

656-990-08

Liver retractor
Leberretractor



NATHANSON

Size Größe	small klein	medium mittel	large groß
	656-990-10	656-990-11	656-990-12

with quick-connector
mit 6-Kant-Schnellkupplung

01

NATHANSON RETRACTOR
NATHANSON RETRAKTOR



NATHANSON RETRACTOR

NATHANSON RETRACTOR

NATHANSON RETRAKTOR



Amaax International

Marala Road, Muradpur
Ferozcolony, near Masjid Taiba

Mobile: +92 301 307 3371

Phone: +052 436 2008

Mail: Sales@amaaxint.com
amaaxint@gmail.com

Website: www.amaaxint.com

NATHANSON RETRACTOR

As of: May 14, 2026

Revision 1.0

© Amaax International.

All rights reserved.

Subject to technical changes and errors.

All rights reserved. Technical alterations are possible.